


The background of the cover is a dark teal color with a fine, horizontal, wavy texture. On the right side, there is a vertical, abstract graphic element that resembles a liquid or energy flow, with a bright green and yellow-orange gradient. The word 'ECHO' is rendered in a large, bold, metallic-looking font with a slight 3D effect and a shadow.

ECHO

Messenger Pro

Manual
de
Usuario



Lista de verificación de artículos

Compruebe que todos los artículos siguientes se han incluido con su masajeador. Si falta algo, póngase en contacto con su distribuidor.

- Unidad de control
- Cable de carga USB
- Adaptador de corriente USB
- 2 cables de electrodos
- 2 pares de electrodos
- Almacenamiento de electrodos
- Manual de Usuario
- Información sobre la garantía

Para su seguridad

No use este dispositivo si tiene un marcapasos cardíaco, si está embarazada, si ha sido diagnosticado con cáncer, si tiene síntomas de dolor sin diagnóstico etc. Para condiciones médicas crónicas y para su tranquilidad le recomendamos que consulte con un médico antes de usar este dispositivo.

No lo use en niños, gente que duerme y mientras opera maquinaria.

No lo aplique en la parte frontal del cuello, a través de la cabeza y el pecho, sobre los ojos y la boca.

No comparta los electrodos debido al riesgo de contaminación cruzada.

Suspenda su uso si usted experimenta reacciones adversas.


Guía de inicio rápido

- ↩ Retire el dispositivo de la bandeja.
 - ↩ Conecte la punta pequeña del cable de carga USB en la parte superior del dispositivo y la punta más grande en una fuente de alimentación (puerto USB del ordenador o el adaptador de corriente para la carga de pared).
Cargue la batería durante 8 horas.
 - ↩ Desconecte la fuente de alimentación y enchufe 1 cable en 1 de los 2 puertos en la parte inferior del dispositivo.
 - ↩ Coloque los electrodos en ambos extremos del cable. Quite el plástico protector del adhesivo. Pegue los dos electrodos sobre la piel desnuda en la misma parte del cuerpo. Asegúrese de que los electrodos no se solapen.
 - ↩ Deslice el interruptor situado en la parte superior de la unidad en posición ON (se encenderá la pantalla).
 - ↩ Pulse la tecla + situada en el lado derecho del cuadrante tantas veces como sea necesario hasta que las sensaciones son lo suficientemente fuertes. Para reducir la intensidad, utilice la tecla -. Para cambiar el modo, pulse la tecla M.
- Asegúrese de que se aumenta la intensidad cada vez que se cambie el ajuste.*

Consejo: ►|| en el centro es sólo para BLOQUEAR/DESBLOQUEAR. Si lo pulsa, el dispositivo se bloqueará. Para operar el aparato asegúrese de que no presiona esta tecla.

Cómo utilizar las teclas

ON/OFF Interruptor: deslizar hacia la derecha / izquierda para encender.

M: Selección de modo (siga el icono que se anima en la pantalla). El modo activo es el que tiene un icono intermitente. Si el símbolo  parpadea, el dispositivo está en la posición LOCK/PAUSA. Por favor, pulse ►|| 1 vez para desbloquear todas las teclas y reanudar la operación.

T: Selección temporizador (por defecto: 20 minutos, el centro de la pantalla).

+/-: Ajuste de intensidad (+ aumenta y - disminue. La intensidad se muestra en las barras que aparecen debajo de la palabra "Intensidad" de 0 a 20).

►||: Bloqueo / desbloqueo (pulse para pausar el uso del dispositivo). Pulse de nuevo para desbloquear. La función de bloqueo está activada cuando el icono de bloqueo de teclas aparece en la pantalla.

IMPORTANTE: El dispositivo envía impulsos eléctricos SÓLO cuando hay un cable conectado a la unidad de control, con 2 electrodos conectados a él y sólo si AMBOS electrodos son en su piel.

Cómo cargar / recargar la batería

Conecte el cable USB que viene con su ECHO al puerto de alimentación y al adaptador de corriente USB. El puerto de alimentación se encuentra en la parte superior del dispositivo. Conecte el adaptador a una toma de corriente compatible para cargar la batería. También puede cargar desconectando el cable USB del adaptador de alimentación y conectándolo al puerto USB de un ordenador.

Instrucciones de cuidado

No utilice su dispositivo ECHO ni sus accesorios en la lluvia, o cerca de lavabos u otros lugares húmedos. Si se moja, desconecte todos los cables y apáguelo. Espere a que el dispositivo se seque por completo antes de encenderlo de nuevo. No intente secarlo con una fuente de calor externa.

Los cables y electrodos están hechos de materiales durables y de larga duración. Sin embargo, son piezas consumibles. Por lo tanto, es totalmente de usted con qué frecuencia va a sustituir ellos. Siempre limpie la piel antes de aplicar los electrodos y ponga unas pocas gotas de agua sobre el lado con gel para mantener adherencia.

Sustituya electrodos que no se adhieren totalmente a su piel o que estén dañados.

Consejo: Recuerda que nunca debes pegar los electrodos juntos ya que esto los dañará permanentemente.

Utilice sólo electrodos suministrados por el fabricante, ya que otros electrodos pueden presentar un peligro de incompatibilidad y de usuario. Siempre apague el dispositivo antes de mover los electrodos a un lugar diferente o quitárselos.

También recomendamos

Su dispositivo ECHO está equipado con 2 cables y 2 pares de electrodos para la estimulación dual. Nuestros cables son universales e intercambiables entre todos nuestros accesorios: electrodos, sandalias, etc.

Para un uso más específico y especializado ofrecemos:

- ↪ Echo Massager Sandalias
- ↪ Cinturón Multiuso
- ↪ Otros productos

...disponible en **www.echomassager.com**

Un poco de ciencia

¿Qué es la **TENS**? Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. La tecnología de última generación de estimulación nerviosa no invasiva utilizada para el alivio temporal del dolor.

Qué es la **EMS**? Estimulación eléctrica muscular. Una tecnología moderna y revolucionaria diseñada para estimular, mejorar y facilitar el rendimiento muscular.

Aplique sobre la zona dolorida, ajuste la configuración y la intensidad a su máximo nivel de confort. Siéntese y disfrute!

FDA ha concedido este dispositivo una clasificación de dispositivos médicos Clase II. Ofrece 8 modelos diferentes de ondas bio-eléctricas y un sistema de dos canales para mejorar y aumentar la cobertura. Experimente con los modos e intensidades como la tolerancia individual y la eficacia puede variar. Para obtener los mejores resultados, **la recomendación** es el uso diario, varias veces al día, 20-60 minutos a la vez o según sea necesario. Si se agrega un poco de estiramiento antes y después de su uso los resultados mejorará dramáticamente.

Instructivos para obtener mejores resultados

Siempre aplique 2 o 4 electrodos al mismo tiempo (**sólo 1 no funcionará**). A la vez, trate de concentrarse en una parte específica del cuerpo. Por ejemplo, si tiene un hombro dolorido, coloque los electrodos directamente en el hombro problemático. Apunte los puntos más dolorosos. Puede "rodear" el área con más dolor pegando los electrodos alrededor y directamente a él en la misma parte del cuerpo o en lados opuestos del cuerpo.

Consejo: Cada individuo tiene sistemas musculares y nerviosas únicos. Experimente con los modos y las ubicaciones de los electrodos.

Solución de problemas

↙ Pantalla está encendida, pero ninguna sensación se siente en los electrodos.

Asegúrese de que la tecla de LOCK está desactivada, el cable está completamente insertado en el puerto, 2 electrodos están conectados al cable y ambos electrodos están unidos a la piel desnuda en la misma parte del cuerpo. Aumente la intensidad poco a poco.

↙ El dispositivo no se enciende o la pantalla está oscura.

La batería está baja, es necesario cargar / recargar.

↙ Un electrodo se siente más fuerte que el otro.

Mueva electrodos alrededor para la sensación más cómoda. Sin embargo, esto es completamente normal, ya que diferentes áreas tienen una sensibilidad diferente.

↙ Durante el uso existe un ardor, una sensación de picadura de los electrodos o que no se pegan bien a la piel.

Trata de limpiarlos con agua, moverlos a un área muscular, no directamente sobre el hueso. Si todavía no hay cambio, puede ser el momento de sustituir los electrodos. Póngase en contacto con su distribuidor local o visítenos en www.neotens.com para comprar repuestos.

↙ No proporcionó un alivio adecuado.

Como se trata de una estimulación sin drogas altamente dependiente de factores individuales, puede requerir/uso más extenso. Se recomienda el uso diario, varias veces al día, 20 a 60 minutos por sesión.



www.echomassager.com